МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Лабораторная работа №4.4.2 Изучение фазовой решётки с помощью гониометра

> Работу выполнили Лохматов Арсений Игоревич Козярский Алексей Сергеевич Б03-303



1 Теоретическая часть

Цель работы: ознакомиться с работой гониометра и определить спектральные характеристики фазовой решётки (эшелета).

В работе используются: ртутная лампа, гониометр, фазовая дифракционная решётка, плоскопараллельная стеклянная пластинка, призменный уголковый отражатель, щель с микрометрическим винтом.

В современных спектральных приборах широко используются отражательные решётки с треугольным профилем штриха, так как они способны концентрировать дифрагированное излучение (до 70 $^{\circ}$ 80% мощности падающего излучения) в определённом (не нулевом) порядке. Отражательная решётка с треугольным профилем штриха (рисунок 1), в которой угол Ω между рабочей гранью и плоскостью решётки (угол скоса) не превышает 20 $^{\circ}$, называется эшелетом. Рабочий порядок спектра, в котором концентрируется излучение, зависит от угла скоса и периода решётки и обычно невелик: $m \lesssim 10$. Число штрихов на миллиметр $n = 1200\,^{\circ}$ 0, 3 $\frac{\text{штр}}{\text{мм}}$.




Рис. 1: Распределение интенсивности в спектре эшелета

Если угол скоса Ω лежит в пределах $20-60^\circ$, решётка носит название эшелле. Рабочий порядок в такой решётке m=5-500, а число штрихов $n=10-100~\frac{\text{штр}}{\text{мм}}$. Теория отражательной

решётки во многом сходна с теорией прозрачной (амплитудной) решётки. Пусть на решётку падает плоская монохроматическая волна (λ) под углом ψ , который отсчитывается от нормали $N_{\rm пл}$ к плоскости решётки (рисунок 1). Нас интересует распределение интенсивности волны, отражённой от решётки, в точке наблюдения, удалённой на бесконечность (в фокальной плоскости объектива зрительной трубы). На рисунке пунктирная кривая показывает распределение интенсивности $I_1(\varphi)$ света, дифрагировавшего на одной грани решётки, в зависимости от угла наблюдения φ . Все минимумы этой функции эквидистантны, боковые максимумы существенно меньше центрального. Угол, под которым наблюдается максимум интенсивности функции $I_1(\varphi)$, соответствует зеркальному отражению падающего луча от грани и называется углом блеска φ_6 . Поскольку угол между нормалью к плоскости решётки $N_{\rm пл}$ и нормалью к грани $N_{\rm гр}$ равен углу скоса Ω , ясно, что угол блеска

$$\varphi_6 = \psi + 2\Omega.$$

Суммарная амплитуда поля в бесконечно удалённой точке определяется, согласно принципу Гюйгенса—Френеля, суперпозицией волн, приходящих от различных граней решётки. На рисунке 1 сплошная кривая показывает зависимость суммарной интенсивности света $I(\varphi)$ от угла наблюдения. Распределение $I(\varphi)$ имеет ряд резких максимумов.

Амплитуда поля в точке наблюдения максимальна, когда волны, приходящие от всех граней, оказываются в фазе. При этом разность хода Δ двух лучей A'A и B'B, отражённых от соседних граней, кратна λ . Как видно из рисунка 1, эта разность хода

$$\Delta = AC - BD = d(\sin\varphi_m - \sin\psi) = m\lambda,$$

где d — период решётки, φ_m — угол, под которым наблюдается максимум, m — порядок спектра. Будем считать углы положительными, если они отсчитываются против часовой стрелки от нормали $N_{\rm пл}$, и отрицательными, если наоборот. С учётом принятого правила знаков условие дифракционного максимума для отражательной решётки примет вид

$$d(\sin\varphi_m + \sin\psi) = m\lambda.$$

На рисунке 1 угол $\psi<0$, угол $\varphi_m>0$, порядок спектра положителен для максимумов, лежащих правее нулевого, если смотреть навстречу дифрагировавшим лучам. Из формулы следует, что m=0 при $\varphi_0=-\psi$.

Изменяя угол падения света на эшелет, можно добиться того, чтобы угол блеска совпал с углом дифракции спектра одного из порядков. Ясно, что именно в этом порядке спектр будет наиболее ярким, так как он возникает при интерференции лучей, испытавших зеркальное отражение от рабочих граней решётки. Этот порядок спектра m_p принято называть рабочим.

Чтобы устранить произвол в выборе угла падения света при определении рабочего порядка, принято считать, что решётка должна работать в автоколлимационном режиме, когда падающий луч параллелен отражённому. Для этого необходимо, чтобы свет падал перпендикулярно рабочей грани решётки, то есть $\psi = \varphi_m = \varphi_6 = \Omega$. В этом случае условие принимает вид

$$2d\sin\Omega = m_n\lambda_n$$
.

Если известна рабочая длина волны λ_p , вблизи которой локализован исследуемый спектр, выбраны шаг решётки d и рабочий порядок спектра m_p , удобные для последующих измерений, то соотношение выше определяет угол скоса рабочей грани, который нужно реализовать при изготовлении эшелета. В этом случае исследуемый спектр будет наиболее ярким при работе в автоколлимационном режиме; в техническом паспорте эшелета указаны соответствующие значения m_p и λ_p .

На рисунке 1 приведена примерная зависимость интенсивности света от угла наблюдения для эшелета, предназначенного для работы в первом порядке. Наш эшелет отражает в спектр

первого порядк а до 60% мощности падающего излучения. Напомним, что спектр обычной амплитудной решётки наиболее интенсивен в нулевом порядке, где дисперсия D=0. Кроме того, в амплитудной решётке неизбежны значительные потери света, связанные с его поглощением непрозрачными участками решётки, размер которых существенно больше размера прозрачных участков.

Легко проверить, что разрешающая способность R и дисперсионная область G для эшелета вычисляются так же, как для амплитудной решётки. Для оценки угловой полуширины $\delta\varphi_m$ спектрального максимума воспользуемся методом векторных диаграмм. Амплитуду поля, пришедшего в бесконечно удалённую точку от граней решётки, будем изображать векторами E_n , где n изменяется от единицы до N (N – число отражающих граней). Длины векторов одинаковы для каждой грани, а угол θ между двумя соседними векторами зависит от разности хода: $\theta = 2\pi\Delta/\lambda$.




Рис. 2: Векторные диаграммы

Как известно, две волны, пришедшие в точку наблюдения, погасят друг друга при разности хода между ними $\Delta = \lambda/2$ (рисунок 2a). Следовательно, минимумы функции $I(\varphi)$ при дифракции на двух щелях лежат посредине между главными максимумами. При сложении трёх волн они погасят друг друга при выполнении условия $\Delta = \lambda/3$ (рисунок 2б). При этом минимумы несколько приблизятся к максимумам, а в промежутке между минимумами появится небольшой дополнительный максимум. Очевидно, что при сложении волн, отражённых от N щелей, суммарная амплитуда будет равна нулю, если разность хода между соседними векторами составляет λ/N (рисунок 2в). Таким образом, направление на минимум, ближайший к максимуму любого порядка, определяется условием

$$d[\sin(\varphi_m + \delta\varphi) + \sin\psi] = m\lambda + \frac{\lambda}{N}.$$

Для малой полуширины максимума получим

$$\delta\varphi = \frac{\lambda}{Nd\cos\varphi_m}.$$

Зависимость дисперсии D от параметров эшелета можно найти, дифференцируя обе части выражения выше:

$$D = \frac{m}{d\cos\varphi_m} = \frac{m}{\sqrt{d^2 - (m\lambda - d\sin\psi)^2}}.$$

Дисперсия растёт с увеличением порядка спектра и угла падения.

2 Практическая часть

2.1 Настройка гониометра

Провели юстировку гониометра и установили начало отсчёта, руководствуясь правилами, изложенными в техническом описании (ТО).



Рис. 3: Гониометр




Рис. 5: Изображение щели




Рис. 4: Юстировочный крест




Рис. 6: Отсчетная шкала гониометра

2.2 Установка эшелета

Необходимость дополнительной настройки столика с эшелетом связана с тем, что плоскость эшелета может быть не перпендикулярна его основанию.

- 1. Поставили эшелет на столик настроенного гониометра перпендикулярно одному из винтов 8 и параллельно другому.
- 2. Установив начальное положение трубы (против коллиматора) на 180°, поверните трубу на 120° влево, так как при изучении эшелета убедились в том, что рабочий порядок эшелета положительный.

Вращая только верхнюю часть столика (винт 26 закреплён, чтобы не сбилась настройка нуля), нашли ахроматическое (белое) изображение щели, отражённой от эшелета. При этом угол падения света на плоскость эшелета ψ составляет $(180^{\circ} - 120^{\circ})/2 = 30^{\circ}$.

- 3. Винтом 8, перпендикулярным плоскости эшелета, установили короткое изображение на щелина центр поля зрения. Отводя алидаду в сторону от коллиматора, нашли в трубе спектр самого дальнего порядка и вторым винтом 8 (параллельным плоскости эшелета) снова установили короткое изображение щели на центр.
- 4. Вернулись к ахроматическому отражению и проверили результат. Так, методом последовательных приближений добились того, чтобы при повороте трубы изображение щели и спектр уходили не больше, че на треть радиуса поля зрения.
- 5. Закончив настройку, подобрали ширину входной щели так, чтобы хорошо разрешались линии жёлтого дублета (ширина изображения щели чуть больше промежутка между линиями двойного штриха). Установили высоту щели, удобную для измерений.

2.3 Исследование спектра ртутной лампы

- 1. Для угла падения света на эшелет $\psi = 30^\circ$ измерили угловые координаты спектральных линий ртути в рабочем порядке. Результаты представлены в таблице 1.
- 2. Для оценки разрешающей способности эшелета оценили на глаз, во сколько раз расстояние между линиями дублета больше полуширины одной линии: ~ 12 . В описании к работе сказано, что расстояние между линиями можно принять за $\Delta\lambda=20$ А. Соответственно, ширина одной линии равна $\delta\lambda=\frac{20}{12}=1.67$ А. Тогда разрешающая способность эшелета при условии, что длина волны жёлтого света составляет $\lambda=5800$ А находится по формуле:

$$R = \frac{\lambda}{\delta \lambda} = \frac{5800}{1.67} = 3473.$$

	φ	тпорядок
син.	60°19′19″	-1
фиол.	64°39′19″	-1
фиол.	64°18′53″	-1
щель	90°16′57″	0
фиол.	107°34′8″	1
фиол.	107°42′25″	1
син.	108°46′26″	1
синзел.	111°14′4″	1
синзел.	111°0′51″	1
зел.	113°19′32″	1
жёлт.	114°12′41″	1
жёлт.	114°17′4″	1
крас.	116°14′18″	1
жёлт.	134°31′13″	2
жёлт.	134°40′5″	2

Таблица 1: Положение спектральных полос ртутной лампы при угле падения лучей 45 градусов




Рис. 7: Наблюдаемый на эшелетте спектр

2.4 Зависимость дисперсии от угла падения в разных порядках

1. Для углов падения света на эшелет $\psi=30^\circ,45^\circ,60^\circ$ измерили координаты каждой из жёлтых линий дублета во всех наблюдаемых порядках, положительных и отрицательных. Заметили, при увеличении угла падения появляются спектры дальних отрицательных порядков. Результаты измерений представлены в таблице 3.

				$\varphi = 60^{\circ}$				
	$\varphi = 45^{\circ}$			φ	тпорядок		$\varphi = 30^{\circ}$	
	φ	тпорядок	щель	65°15′50″	0		φ	$m_{ m порядок}$
щель	90°16′57″	0	жёлт.	92°34′28″	1	жёлт.	97°36′12″	-1
жёлт.	114°12′41″	1	жёлт.	92°39′40″	1	жёлт.	97°43′30″	-1
жёлт.	114°17′4″	1	жёлт.	113°41′59″	2	щель	124°14′8″	0
жёлт.	134°31′13″	2	жёлт.	113°50′46″	2	жёлт.	145°8′38″	1
жёлт.	134°40′5″	2	жёлт.	133°38′18″	3	жёлт.	145°12′41″	1
			жёлт.	133°51′45″	3			

Таблица 2: Зависимость дисперсии от угла падения в разных порядках

2.5 Обработка результатов

1. Рассчитали углы дифракции φ_m и построили график зависимости $\sin \varphi_m$ от длины волны. Результат представлен на рисунке 8.




Рис. 8: График зависимости угла дифракции $sin(\varphi_m)$ от длины волны

2. По углу наклона графика определим период эшелета, оценили погрешность результата.

$$|k|=(692.0\pm19.3)\ \frac{\rm mit}{\rm mm}$$

$$\Longrightarrow \frac{1}{d}=(692.0\pm19.3)\ {\rm mm}\Longleftrightarrow d=(1.45\pm0.1)\ {\rm mkm}.$$

3. По формуле рассчитаем угловую дисперсию в рабочем порядке для жёлтого дублета в угловых секундах на ангстрем:

$$D = \frac{d\varphi}{d\lambda}, \ d\varphi = (17 - 12) \cdot 60 + (4 - 41) = 263 \ \text{угл.сек.}, \ d\lambda = 5791 - 5770 = 21 \ \text{A}$$

$$\Longrightarrow D = \frac{263}{21} = 12.5 \ \frac{\text{угл.сек.}}{A}.$$

4. Ранее оценили экспериментальную разрешающую способность: R=3473. Сравним её с теоретической:

$$R^{\text{theory}} = mN, \ m = 1 \implies N = 3473.$$

То есть 3473 штриха эшелета освещены. При периоде $d=1.45\,$ мкм, получаем, что $5.02\,$ мкм освещено. Эшелет освещён частично.

5. Рассчитаем угол скоса рабочей грани эшелета по формуле:

$$2d\sin\Omega=m_p\lambda_p\Leftrightarrow\Omega=rcsinrac{m_p\lambda_p}{2d}$$
 $\Longrightarrow\Omega=rcsinrac{1\cdot5800\cdot10^{-10}}{2\cdot1.7\cdot10^{-3}}=9.7\cdot10^{-3}$ град.

6. Используя все экспериментальные данные, рассчитаем угловую дисперсию для жёлтого дублета и косинусы дифракционных углов.

$\varphi = 45^{\circ}$				
тпорядок	$D, \frac{\text{угл.сек.}}{A}$	$\cos \varphi_m$		
1	12.5	-0.622		
2	25.3	-0.983		

$\varphi = 60^{\circ}$			
$m_{ m порядок}$	$D, \frac{\text{угл.сек.}}{A}$	$\cos \varphi_m$	
1	14.9	-0.622	
2	25.1	-0.931	
3	38.4	-0.999	

$\varphi = 30^{\circ}$			
$m_{ m порядок}$	$D, \frac{\text{угл.сек.}}{A}$	$\cos \varphi_m$	
-1	20.9	-0.726	
1	11.6	-0.906	

Таблица 3: Результаты вычислений

7. Построили график зависимости угловой дисперсии D от величины $\frac{m}{\cos \varphi_m}$.




Рис. 9: График зависимости угловой дисперсии от косинусов дифракционных углов при $\psi=45^\circ$

$$|k| = 12.986 \frac{\text{угл.сек.}}{A} \Longrightarrow d = \frac{3600}{k} = 0.028 \text{ мкм.}$$



Рис. 10: График зависимости угловой дисперсии от косинусов дифракционных углов при $\psi=60^\circ$

$$|k|=11.75 \; rac{ ext{угл.сек.}}{A} \Longrightarrow d=rac{3600}{k}=0.03 \; ext{мкм.}$$




Рис. 11: График зависимости угловой дисперсии от косинусов дифракционных углов при $\psi=30^\circ$

$$|k| = 4.65 \frac{\text{угл.сек.}}{A} \Longrightarrow d = \frac{3600}{k} = 0.077 \text{MKM.}$$

3 Подведение итогов и выводы

В ходе лабораторной работы мы изучили принцип действия измерительного прибора-гониометра, а так же спектрального прибора - эшелетта. С помощью эшелетта мы изучили спектр ртутной лампы.

Так же определили характеристики эшелетта:

- 1. разрешающая способность R = 3473;
- 2. дисперсионная область $D = 12.5 \, \frac{\text{угл.сек.}}{A}$;
- 3. период фазовой решётки $d=(1.7\pm0.1)$ мм.

В последнем пункте мы пытались измерить период фазовой решётки другим способом, предложенным в работе. К сожалению, результаты не совпали с вычисленным ранее, а погрешность определить невозможно, поскольку график строился по двум точкам. Тем не менее, другие результаты нашей работы хорошо соотносятся с теоретическими, что говорит о точности измерений с помощью гониометра.